

OPĚRA PRO VSTÁVÁNÍ



Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme přečtěte si pozorně tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Účel použití výrobku

Opěra pro vstávání usnadní zejména seniorům a hůře pohyblivým osobám vstávání z WC, postele, židle, apod. Před montáží vybalte jednotlivé díly z balení.

Balení obsahuje:

- 2ks svislé konstrukce s madly
- 2ks propojovací konstrukce (ohnuté trubky)
- 8ks dlouhých šroubů s maticemi

Montáž

1) Pomocí dlouhých šroubů spojte propojovací konstrukci se svislou konstrukcí.

Viz obrázek:

- jedna propojovací trubka spojuje spodní díly svislých konstrukcí
- jedna propojovací trubka spojuje boční díly svislých konstrukcí.

2) Překontrolujte dotažení všech šroubů a matic, aby nedošlo ke zranění.

Použití

Osoba se opře rukama o madla a vytáhne nahoru.

Čištění a údržba

Kovové trubky utřete navlhčeným hadříkem a utřete dosucha. Pěnovky madel nevlhčete.

Upozornění:

Tento výrobek není zdravotnickým prostředkem. Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů a matic. Nosnost do 100kg.



Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Felhasználási cél

A felállást segítő kapaszkodó főképp az idős vagy mozgáskorlátozott személyeknek segít a felállásban az ágyból, székről, fürdőszobában stb. Összeszerelés előtt csomagolja ki az egyes darabokat.

A készlet tartalma:

- 2db függőleges rúd fogantyúkkal
- 2db csatlakoztató rúd (hajlított rudak)
- 8db hosszú csavar csavaranyákkal

Összeszerelés

1) A hosszú csavarok segítségével kapcsolja össze a hajlított rudakat a függőleges rudakkal.

Lásd. kép:

- az egyik csatlakoztató rúd köti össze a függőleges rudak alsó részét
 - a másik csatlakoztató rúd köti össze a függőleges rudak oldalsó részét.
- 2) Az esetleges balesetek elkerülése végett rendszeresen ellenőrizze a csavarok és csavaranyák behúzását.

Használata

Kapaszkodjon meg a fogantyúkban és álljon fel.

Tisztítás és karbantartás

A fém rudakat törölje tisztára nedves törülközővel, majd törölje szárazra. A szivacsos fogantyúkat ne vizezze be.

Figyelmeztetés:

A termék nem minősül gyógyászati segédeszköznek. Rendszeresen ellenőrizze a csavarok és csavaranyák behúzását. Teherbírás 100kg.



PODPERA NA VSTÁVANIE

SK

Návod na používanie

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prosíme prečítajte si pozorne tento návod. Návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.

Účel použitia výrobku

Podpera na vstávanie uľahčí najmä seniorom a horšie pohyblivým osobám vstávanie z WC, postele, stoličky a pod. Pred montážou vybalte jednotlivé diely z balenia.

Balenie obsahuje:

2ks zvislej konštrukcie s madlami

2ks prepojovacej konštrukcie (ohnuté rúrky)

8ks dlhých skrutiek s maticami

Montáž

1) Pomocou dlhých skrutiek spojte prepojovaciu konštrukciu so zvislou konštrukciou.

Vid' obrázok:

- jedna prepojovacia rúrka spája spodné diely zvislých konštrukcií

- jedna prepojovacia rúrka spája bočné diely zvislých konštrukcií.

2) Prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matic, aby nedošlo ku zraneniu.

Používanie

Osoba sa oprie rukami o madlá a vytiahne sa nahor.

Čistenie a údržba

Kovové rúrky utrite navlhčenou handričkou a utrite dosucha.

Penové časti madiel nevlhčite.

Upozornenie:

Tento výrobok nie je zdravotníckym prostriedkom. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matic. Nosnosť do 100kg.

